

## INSTRUCTIVO PARA HISOPADO NASAL (SAMR)

- Se entregará un tubo tipo Stuart (medio transporte) y un hisopo estéril.
- El paciente será ingresado al sector **extracciones** para la toma de muestra, el mismo podrá optar por tomarse la muestra ó que lo tome un extraccionista.
- Toma de muestra:
  - Abrirá el sobre del hisopo.
  - Introducirá el hisopo en ambas narinas (orificio nasal) frotando las paredes internas.
  - Luego introducirá el hisopo en el gel que se encuentra al fondo del tubo.
  - Finalmente lo entregará en recepción del laboratorio para su ingreso.

**Extracciones:** Lunes a Viernes de 6:30 a 10:00 hs. / **Retiro de Resultados:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs. ó a través de nuestro **Portal de Salud:** [www.obsba.org.ar/portal-de-salud](http://www.obsba.org.ar/portal-de-salud) / **Atención al Afiliado:** 0800.348.1014 - Opción 2

